

< プリオン病急速進行性認知症 >

検査項目 \ 採取ポイント	入院開始	入院後4週間
血清検体	①	①
髄液検体	②	②

No	検査項目	採取量	採取容器 → 提出前処理 → 提出容器	提出量	提出保存
①	血清検体	全血 3.0mL	黄土キャップ 血清分離用採血管 ・採血後、速やかに5回以上の転倒混和 ・室温で30分以上静置 ・3000rpm/10min(目安)遠心分離 ・上清を指定容器に分注	血清 1.0mL	凍結
②	髄液検体	髄液 最低1.0mL	・髄液を最低1.0mL採取 ・黄キャップ提出容器を、30mLサイズの保護容器に入れる ・30mLサイズの保護容器の底部を、120mLサイズの保護容器の蓋に差し込む (30mLサイズの保護容器が固定されます) ・逆さまにした120mLサイズの保護容器に入れる	髄液 最低1.0mL	凍結

※パストツールピペットは、使い回ししないでください。

受託元: 株式会社エスアールエル・メディサーチ

・検体集荷のご依頼に関するお問い合わせ: TEL 0120-863-943
・上記以外のお問い合わせ: TEL 06-6599-0530

2019. 5. 22